


Cartuchos con Óxido de Etileno

Cartuchos con Óxido de Etileno

- Óxido de etileno de máxima pureza.
- Cartuchos de un solo uso: se descartan una vez terminado el ciclo de esterilización y de aireación.
- Garantizada acción bactericida, fungicida y virucida.
- Compatibilidad con diversos esterilizadores existentes en el mercado.

CÓDIGO	MEDIDAS (mm)		CAPACIDAD	
	Diámetro	Altura	Gramos	Onzas
BL-07	25	85	10	0,36
BL-15	25	85	15	0,53
BL-25	25	105	30	1,06
BL-50	35	105	50	1,77
BL-67	35	105	67	2,37
BX-100	38	165	100	3,52
BX-134	38	165	127	4,48
BQ-70	35	140	70	2,47
BQ-120	50	133	120	4,24
BQ-130	50	133	130	4,59
BQ-200	50	174	200	7,06
BQ-230	50	174	230	8,12



Biolene ha registrado su Planta de Producción y Cartuchos metálicos ante la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).

BIOLENE
 EPA Reg. No. 73711-5
 EPA Est. No. 73711-ARG-001
 Made in Argentina Biolene s.r.l. - Cc
 E-mail: info@biolene.com Web: www.biolene.com

Productos fabricados en Argentina

Teléfono/Fax:
 (+54 11) 4308-4963
 (+54 220) 4041-502

Dirección:
 Saavedra y Ruta Prov. 21
 (Alt. Km. 20,7 de ruta 21)
 (B1761BWN) Pontevedra,
 Buenos Aires, Argentina.

E-mail:
 info@biolene.com
 ventas@biolene.com

www.biolene.com

Sistema de Gestión de la Calidad



BIOLENE®
 ESTERILIZACION POR OXIDO DE ETILENO