

CARRO DE PARO

Mod.: CP 2000



feas ELECTRONICA
Equipamentos



Oficina Comercial Buenos Aires:

Suipacha 72 - 4° *B* - C.P. C1008AAB
Ciudad Autónoma de Bs. As. - Argentina
Te.: +54 - 11 - 4343 5554 Fax: +54 - 11 - 4343 5457

Fabricación y Ventas:

Av. Colón 5760 - C.P. X5003DFP - Córdoba - Argentina
Te.: +54 - 351 - 484 8016 Fax: +54 - 351 - 485 0750

e-mail: ventas@feaselectronica.com.ar
<http://www.feaselectronica.com.ar>

CARRO DE PARO

Mod.: CP 2000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ▶ Diseñado para dar primeros auxilios a pacientes en emergencia.
- ▶ Fácil de usar y de reconfigurar.
- ▶ Estantes deslizables hacia fuera que permiten apoyar papel para escribir, hacen eficiente el espacio donde se utiliza.
- ▶ Sistema de llaves de cajones de cierre total.
- ▶ Colores: Rojo, Azul, Rosa y Verde.

- ▶ Alto grado de eficiencia de almacenamiento y movilidad.
- ▶ Cada cajón contiene una canasta de ABS con divisorios que permiten una óptima organización del espacio.
- ▶ Cuatro ruedas de 13 cm, dos de ellas con frenos.
- ▶ Dimensiones: Alto 120 cm, Ancho 90 cm, profundidad: 60 cm.
- ▶ Peso: 60 Kg.

CAJONES ABS




CANASTA ABS



RUEDAS CON FRENOS DE 13 cm.



SOPORTE TUBO DE OXÍGENO.



ESTANTE PARA DESFIBRILADOR



BARANDAS DE PROTECCIÓN

PORTASUEROS CON 4 GANCHOS



ESTANTE LATERAL DESLIZANTE



CESTOS DE RESIDUOS



AGARRE ERGONÓMICO



CONTENEDOR MULTIUSO



TABLA PARA MASAJE CARDÍACO

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

ÁMBITO DE UTILIZACIÓN:

SALAS DE UTI, UCI, SHOCK ROOM, QUIROFANOS.

OTROS EQUIPOS DE NUESTRA FABRICACIÓN:

Central de Monitoreo; Monitores de: ECG, Presión Invasiva, Presión no Invasiva, Temperatura, Gasto Cardíaco, Curva Respiratoria, Oxímetro de Pulso y Capnógrafo; Desfibrilador; Polígrafo para Estudios Hemodinámicos; Estimulador Cardíaco Programable; Ablador por Radiofrecuencia.